



PHB RXウルTRASワープ エリート

(ウルトラソフト歯ブラシ) 全長:184mm/毛の太さ:3mil、毛の長さ:11mm

ウルトラソフト毛と大きめヘッド、粘膜ケアにも使える歯ブラシ

- 弾力性に優れたウルトラソフト毛と大きめヘッドで、やさしく効率よくお口をケアできる
- 弱い力でも握りやすい太めのハンドル
- 残存歯が少ない方や介助が必要な方の粘膜ケアにもおすすめ
- 口内の手術後やがん治療中などで敏感なお口の方に最適
- 口腔乾燥時の粘膜清掃(超軟毛ブラッシング)に最適
- 義歯、特に総義歯利用者の粘膜ケアに入れ歯が当たっていた粘膜を超軟毛マッサージしてリフレッシュ!



ユーザーの声:

- ・毛先を歯周ポケットや歯間部に入れやすい
- ・舌の下側の粘膜ケアにも利用できる
- ・幅広の柄は全体的に丸みがあり握りやすい



PHB RXウルTRASワープ エリート

使用方法

- ・軽い力で、やさしくブラッシングしてください。
- ・義歯をお使いの方は義歯を外し、残存歯や粘膜部をブラッシングしてください。

注意

- ・歯ブラシは、1ヶ月を目安に取り替えましょう。
- ・使用後はよく洗い、風通しのよい場所に保管し乾燥させましょう。
- ・使用に関しては、歯科医師・歯科衛生士の指導を受けてご使用ください。
- ・次亜塩素酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等への浸漬は避けてください。

【家庭用品品質表示法に基づく表示】			
柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	やわらかめ	80℃

[米国製]

T&K ティーアンドケー株式会社
 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7
 TEL:03-5640-0233

商品コード	入り数	JANコード
471305	1本	4 580119 471305
471312	6本組	4 580119 471312



PHB RXウルTRASワープ プティ

(子供用/ウルトラソフト歯ブラシ)

小さいサイズのウルトラソフト歯ブラシ

- 弾力性に優れたウルトラソフト毛で、やさしくブラッシングできる
- 残存歯が少ない方や介助が必要な方の粘膜ケアにもおすすめ
- 口内の手術後やがん治療中などで敏感なお口の方に最適



全長:123mm/毛の太さ:3mil、毛の長さ:11mm

PHB RXウルTRASワープ プティ

使用方法

- ・軽い力で、やさしくブラッシングしてください。
- ・義歯をお使いの方は義歯を外し、残存歯や粘膜部をブラッシングしてください。

注意

- ・歯ブラシは、1ヶ月を目安に取り替えましょう。
- ・使用後はよく洗い、風通しのよい場所に保管し乾燥させましょう。
- ・使用に関しては、歯科医師・歯科衛生士の指導を受けてご使用ください。
- ・次亜塩素酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等への浸漬は避けてください。

【家庭用品品質表示法に基づく表示】			
柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	やわらかめ	80℃

[米国製]

T&K ティーアンドケー株式会社
 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7
 TEL:03-5640-0233

商品コード	入り数	JANコード
471350	1本	4 580119 471350
471329	6本組	4 580119 471329



PHB ソフト595 (ソフト歯ブラシ)

T&Kオリジナル商品 ※ 医療従事者の要望を加味し、開発しました

小さめヘッドとスリムな柄のソフト歯ブラシ

- 弾力性に優れたやわらかい毛なので、歯肉などに炎症がある方や敏感なお口の方もやさしくブラッシング可能
- 小さめヘッドとスリムな柄で、操作しやすく隅々までみがきやすい
- 歯だけでなく粘膜や舌のケアにも使える



全長:159mm/毛の太さ:5mil、毛の長さ:10mm

PHB ソフト595 (ソフト歯ブラシ)

使用方法

- ・軽い力で、やさしくブラッシングしてください。
- ・義歯をお使いの方は義歯を外し、残存歯や粘膜部をブラッシングしてください。

注意

- ・歯ブラシは、1ヶ月を目安に取り替えましょう。
- ・使用後はよく洗い、風通しのよい場所に保管し乾燥させましょう。
- ・使用に関しては、歯科医師・歯科衛生士の指導を受けてご使用ください。
- ・次亜塩素酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等への浸漬は避けてください。

【家庭用品品質表示法に基づく表示】			
柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	やわらかめ	80℃

[米国製]

T&K ティーアンドケー株式会社
 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7
 TEL:03-5640-0233

商品コード	入り数	JANコード
471367	2本	 4 580119 471367
471336	6本組	 4 580119 471336



PHB 義歯ブラシ

すべり止め付きの握りやすい義歯ブラシ

- 人間工学に基づいた形状と、滑り止め付きの握りやすいハンドル
- 硬軟2種類の植毛部により、義歯全体を効率よく清掃できる

全長:157mm



PHB 義歯ブラシ

使用方法

- ・義歯を口から外し、義歯の内側や金具も磨きましょう。
- ・義歯の広い部分には、やわらかい植毛部を使用し、狭い部分には、硬い植毛部を使用しましょう。

注意

- ・義歯には、歯みがき剤を使用しないでください。
- ・義歯を落として破損しないように、水をはった容器の上で磨きましょう。

【家庭用品品質表示法に基づく表示】			
柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
PP・TPE	ナイロン	かため	80℃

[米国製]

T&K ティーアンドケー株式会社
 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7
 TEL:03-5640-0233

商品コード	入り数	JANコード
471374	1本	 4 580119 471374

製造販売元: **T&K** ティーアンドケー株式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 ユービル2F

TEL:03-5640-0233 FAX:03-5640-0232

☎ 0120-555-350 www.comfort-tk.co.jp